



МЕДТЕХНОЦЕНТР

Республиканское унитарное предприятие

Маркетинг: +375 17 395-86-26

Приёмная: +375 17 399-92-55

E-mail: info@medtc.by

markt@medtc.by

www.medtc.by

КРЕСЛО ЭВАКУАЦИОННОЕ



В экстренных ситуациях каждая минута может стать решающей для жизни и здоровья человека. Кресло эвакуационное – это устройство для эвакуации людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения. Конструкция кресла позволяет перемещать пациента как по горизонтальному пути, так и безболезненно спускать по лестнице.



Изготовитель:
Республиканское унитарное
предприятие «Медтехноцентр»
220037, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Ботаническая, 16



МЕДТЕХНОЦЕНТР

Республиканское унитарное предприятие

Маркетинг: +375 17 395-86-26

Приёмная: +375 17 399-92-55

E-mail: info@medtc.by

markt@medtc.by

www.medtc.by

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- простота использования;
- регулируемая по высоте ручка для управления креслом имеет три положения;
- маневренность - передние вращающиеся колеса снабжены тормозом;
- система спуска по лестнице снабжена специальным ремнем, что обеспечивает более плавный спуск;
- кресло оснащено четырехточечными ремнями фиксации, не позволяющими транспортируемому человеку упасть;
- легкий вес, до 14 кг;
- компактность:
 - в сложенном состоянии: 545x225x1090 мм, ширина сиденья 450 мм;
 - в разложенном виде: 545x760x1495 мм;
- высокая степень заметности благодаря яркой цветовой палитре.



Изготовитель:
Республиканское унитарное
предприятие «Медтехноцентр»
220037, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Ботаническая, 16