



МЕДТЕХНОЦЕНТР

Республиканское унитарное предприятие

Маркетинг: +375 17 395-86-26

Приёмная: +375 17 399-92-55

E-mail: info@medtc.by

markt@medtc.by

www.medtc.by

ТЕЛЕЖКА-КАТАЛКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ТКСП-1



Предназначена для эвакуации и транспортировки пациентов в транспорте скорой медицинской помощи и вне его.

В состав тележки-каталки входят: каталка, носилки съемные, оснащенные боковыми ограждениями и выдвигаемыми ручками, матрас и приемное устройство.

Дополнительно тележка-каталка может быть укомплектована стойкой инфузионной и ремнями фиксации.

Тележка-каталка изготовлена из высокопрочного алюминия с покрытием, чехол матраса – из водонепроницаемого материала. Наружные поверхности тележек-каталок устойчивы к воздействию средств дезинфекции.



Изготовитель:
Республиканское унитарное
предприятие «Медтехноцентр»
220037, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Ботаническая, 16



МЕДТЕХНОЦЕНТР

Республиканское унитарное предприятие

Маркетинг: +375 17 395-86-26

Приёмная: +375 17 399-92-55

E-mail: info@medtc.by

markt@medtc.by

www.medtc.by

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная распределенная нагрузка на тележку-каталку 250 кг.

Масса съемных носилок без матраца и ремней фиксации не более 30 кг.

Масса каталки (носилки сняты) не более 45 кг.

Тележка-каталка регулируется по высоте с фиксацией в пяти промежуточных положениях.

Высота в нижнем рабочем положении 450 ± 30 мм., высота в верхнем рабочем положении – 900 ± 30 мм.

Ложе съемных носилок четырехсекционное.

Секции опоры спины, бедра и голени регулируются и фиксируются в промежуточных положениях.

Тележку-каталку можно легко перемещать благодаря вращающимся колесам. Имеется ножной тормоз.

Шасси тележек-каталок складываются при въезде на приемное устройство и автоматически раскладываются при съезде с него.

Все поверхности тележки-каталки в процессе эксплуатации можно легко мыть и дезинфицировать.

Габаритные размеры

- длина – (1950 ± 50) мм;
- ширина – (550 ± 30) мм;
- высота от опорной поверхности до ложа (панели) – (300 ± 30) мм.



Изготовитель:
Республиканское унитарное
предприятие «Медтехноцентр»
220037, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Ботаническая, 16